




胃泌素-17 (G-17)

(胶乳增强免疫比浊法)

预期用途

- 在胃癌风险人群中，年龄、性别、Hp 抗体、PG、G-17是与胃癌发生最相关的 5 个因素，分别予以不同的分值，可反映胃癌的发生风险。
- 《慢性胃炎基层诊疗指南(实践版·2019)》：PGI、II 以及 G-17检测有助于慢性萎缩性胃炎的诊断。


灵敏度




产品特点

- 可根据使用比例、测定波长、测定时长等条件，定制试剂
- 已实现比例：3：1
- 液体双试剂，线性范围 0.4-200 pmol/L。
- 提供匹配校准和质控物质，保证准确性。
- 与国际品牌ELISA、发光试剂相关 $r>0.90$ 。


线性




前带




开瓶稳定性



试剂对比



保存稳定性



捷和泰(北京)生物科技有限公司

电话: 010-59528900 地址: 北京市昌平区科学园路31号




胃蛋白酶原 I (PGI)

(胶乳增强免疫比浊法)

临床意义

- 检测胃泌酸腺细胞功能的指征
- 胃酸分泌增多PG I 升高, 胃酸分泌减少或胃粘膜腺体萎缩, PG I 降低联合测定PG I 和PG I /II 比值可起到胃底腺粘膜“血清学活检”的作用。


灵敏度




产品特点

- 可根据使用比例、测定波长、测定时长等条件, 定制试剂
- 液体双试剂, 线性范围2.5-250.0mg/L。
- 可兼顾不同组别的室内质评
- 不受样本中乳糜、胆红素等干扰物质影响, 测定准确。


线性




前带



抗干扰



相关性



符合率

	PG I		PG I /PG II
阳性	70ng/mL以下	并且	3.0以下

阴性符合率:	97.6%
阳性符合率:	88.9%
总符合率:	97.2%



捷和泰 (北京) 生物科技有限公司

电话: 010-59528900 地址: 北京市昌平区科学园路31号



胃蛋白酶原II (PGII)

(胶乳增强免疫比浊法)


临床意义

- 检测胃泌腺细胞功能的指征
- 升高与胃底腺管萎缩、肠上皮化生或假幽门腺化生、异型增生有关


产品特点

- 可根据使用比例、测定波长、测定时长等条件，定制试剂
- 液体双试剂，线性范围2.0-100.0mg/L。
- 提供匹配校准和质控物质，保证准确性。
- 不受样本中乳糜、胆红素等干扰物质影响，测定准确。


灵敏度




线性




前带



抗干扰



相关性



符合率

		国际品牌发光		
		阴性	阳性	合计
捷和泰 (LTX)	阴性	164	1	165
	阳性	4	8	12
	合计	168	9	177





中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 (NGAL)

(胶乳增强免疫比浊法)


预期用途

- 用于检测人体血清、血浆或尿液中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)的含量。
- 主要用于急性肾损伤的早期诊断。检测血液中NGAL的浓度，既能避免因极度少尿带来的麻烦，又能减轻因治疗而使用利尿药等带来的干扰。


产品特点

- 可根据使用比例、测定波长、测定时长等条件，定制试剂
- 已实现比例3:1；4:1
- 液体双试剂，线性范围 20-5000ng/mL。
- 不受样本中乳糜、胆红素等干扰物质影响，测定准确。


灵敏度




线性




前带




开瓶稳定性



试剂对比



保存稳定性



捷和泰 (北京) 生物科技有限公司

电话: 010-59528900 地址: 北京市昌平区科学园路31号



胱抑素C (CysC)

(胶乳增强免疫比浊法)


临床意义

- 肾功能评价的重要标志。
- 理想的内源性肾小球滤过率标志物。
- 不受外来因素，如性别、年龄、饮食的影响。


产品特点

- 可根据使用比例、测定波长、测定时长等条件，定制试剂
- 已实现比例5: 1, 4.6: 1, 4: 1, 3: 1
- 液体双试剂，线性范围0.2-8.0mg/L。
- 不受样本中乳糜、胆红素等干扰物质影响，测定准确。


灵敏度




线性




前带




开瓶稳定性



试剂对比



保存稳定性



捷和泰(北京)生物科技有限公司

电话: 010-59528900 地址: 北京市昌平区科学园路31号



心型脂肪酸结合蛋白 (H-FABP)

(胶乳增强免疫比浊法)


临床意义

- 一种小分子可溶性细胞脂蛋白，大量存在于心肌组织中。
- 急性冠脉综合症的高敏早期标志物。
- 能够辅助诊断心肌梗死、不稳定心绞痛。


产品特点

- 液体双试剂，无需对样本进行预处理
- 提供匹配校准和质控物质，保证准确性。
- 不受样本中乳糜、胆红素等干扰物质影响，测定准确。


灵敏度




线性




前带




开瓶稳定性



试剂对比



抗干扰监测





肌酸磷酸激酶同工酶 (CKMB-mass)

(胶乳增强免疫比浊法)


预期用途

- 用于检测人体样本（血清）中肌酸激酶同工酶的含量，临床上主要用于心肌梗死、肌病等疾病的辅助诊断。


产品特点

- 可根据使用比例、测定波长、测定时长等条件，定制试剂
- 已实现比例3: 1
- 液体双试剂，线性范围 3-180 ng/mL。
- 不受样本中乳糜、胆红素等干扰物质影响，测定准确。


灵敏度




线性




前带




开瓶稳定性



试剂对比



保存稳定性



捷和泰（北京）生物科技有限公司

电话：010-59528900 地址：北京市昌平区科学园路31号




肌红蛋白 (Mb)

(胶乳增强免疫比浊法)


预期用途

- 用于检测人体血清中肌红蛋白 (Mb) 的含量。
- 肌红蛋白 (Mb) 是一种广泛存在于人及哺乳动物的心肌、骨骼肌等红肌的胞内蛋白质，是肌细胞损伤后较敏感的标志物。
- 肌红蛋白在急性心肌梗塞发病后1~4h就可在血液中检测到增高，6~7h达到峰值，是目前代表心肌损伤的升高最早的生物标志物之一。


灵敏度



前带




试剂对比




产品特点

- 可根据使用比例、测定波长、测定时长等条件，定制试剂
- 已实现比例：3：1；
- 液体双试剂，线性范围 15-1000 ng/mL。
- 提供匹配校准和质控物质，保证准确性。
- 不受样本中乳糜、胆红素等干扰物质影响，测定准确。


线性



抗干扰性



保存稳定性






甲胎蛋白 (AFP)

(胶乳增强免疫比浊法)


预期用途

在甲胎蛋白在原发性肝癌患者中急剧升高，是原发性肝癌最重要的诊断指标。甲胎蛋白检测肝细胞肝癌（HCC），不仅要观察它的绝对值，而且要观察其动态变化。


灵敏度



前带




试剂对比




产品特点

- 可根据使用比例、测定波长、测定时长等条件，定制试剂。
- 已实现比例：3：1，2：1。
- 液体双试剂，线性范围 5-800ng/mL。
- 提供匹配校准和质控物质，保证准确性。
- 与国际知名发光测定相关性好。


线性



低值稀释线性



加速稳定性



捷和泰（北京）生物科技有限公司

电话：010-59528900 地址：北京市昌平区科学园路31号



癌胚抗原(CEA)

(胶乳增强免疫比浊法)


预期用途

- 用于体外定量测定人血清中癌胚抗原 (CEA) 的含量。
- CEA最初发现于结肠癌和胎儿肠组织中，故名癌胚抗原。CEA升高常见于结肠癌、胰腺癌、胃癌、小细胞肺癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌等。此外，血清CEA水平与大肠癌的分期有明确关系，越晚期的病变，CEA浓度越高。


产品特点

- 可根据使用比例、测定波长、测定时长等条件定制试剂
- 线性相关系数 ≥ 0.995 ；(2.5-20)ng/mL范围内，线性偏差 $\leq 3.0\text{ng/mL}$ ；(20-100) ng/mL范围内，线性偏差 $\leq 10.0\%$
- 提供匹配校准和质控物质，保证准确性。
- 不受样本中乳糜、胆红素等干扰物质影响，测定准确。


灵敏度




线性




前带




开瓶稳定性



试剂对比



保存稳定性



捷和泰 (北京) 生物科技有限公司

电话: 010-59528900 地址: 北京市昌平区科学园路31号




总前列腺特异性抗原 (tPSA)

(胶乳增强免疫比浊法)

预期用途

PSA具有靶器官特异性，前列腺癌患者血清中PSA浓度明显升高，所以血清PSA的测定被目前公认为诊断前列腺癌的首选标志物。早期敏感性在40-75%之间，中后期可达75-95%，因此它对前列腺癌的诊断和病程监测具有一定的临床价值。


灵敏度




产品特点

- 可根据使用比例、测定波长、测定时长等条件，定制试剂。
- 已实现比例2: 1。
- 液体双试剂，线性范围 1-110ng/mL。
- 提供匹配校准和质控物质，保证准确性。
- 与国际国际品牌试剂测定相关性好。


线性




前带




保存稳定性



试剂对比



抗干扰



捷和泰(北京)生物科技有限公司

电话: 010-59528900 地址: 北京市昌平区科学园路31号



涎液化糖链抗原 (KL-6)

(胶乳增强免疫比浊法)


临床意义

- 间质性肺炎(ILD)的生物标志物。
- 有助于间质性肺炎病监测及预后判断
- 反映肺泡损伤，II型肺泡细胞再生的活动度


产品特点

- 可根据使用比例、测定波长、测定时长等条件，定制试剂
- 已实现比例3: 1
- 液体双试剂，线性范围100-10000U/ml。
- 不受样本中乳糜、胆红素等干扰物质影响，测定准确。


灵敏度




线性




前带




开瓶稳定性



试剂对比



保存稳定性



捷和泰(北京)生物科技有限公司

电话: 010-59528900 地址: 北京市昌平区科学园路31号



胰岛素 (INS)

(胶乳增强免疫比浊法)


临床意义

- 定量测定血清或血浆中的胰岛素的含量
- 可判定糖尿病患者是1型患者还是2型患者
- 解糖尿病病情的严重程度，并有助于判别预后，制定相应的治疗方案


产品特点

- 可根据使用比例、测定波长、测定时长等条件，定制试剂
- 已实现比例2:1
- 液体双试剂，线性范围1.0-100uIU/ml。可溯源至NIBSC
- 不受样本中乳糜、胆红素等干扰物质影响，测定准确。


灵敏度




线性




前带




开瓶稳定性



试剂对比



保存稳定性



捷和泰 (北京) 生物科技有限公司

电话: 010-59528900 地址: 北京市昌平区科学园路31号



降钙素原全血检测试剂 (QX-PCT)

(胶乳增强免疫比浊法)


临床意义

- 反映全身感染的一种重要炎症标志物。
- 为临床感染性疾病的诊断、治疗和预后评估，以及抗菌药物的合理使用等方面提供了非常有意义的参考信息


产品特点

- 用于检测人全血中降钙素原含量
- 液体双试剂，无需对样本进行预处理
- 提供匹配校准和质控物质，保证准确性。
- 与知名发光试剂具有高相关性


灵敏度 (LOD)




灵敏度 (LOQ)




线性



试剂对比



保存稳定性



捷和泰 (北京) 生物科技有限公司

电话: 010-59528900 地址: 北京市昌平区科学园路31号



降钙素原 (PCT)

(胶乳增强免疫比浊法)


临床意义

- 反映全身感染的一种重要炎性标志物。
- 为临床感染性疾病的诊断、治疗和预后评估，以及抗菌药物的合理使用等方面提供了非常有意义的参考信息


产品特点

- 可根据使用比例、测定波长、测定时长等条件，定制试剂
- 液体双试剂，线性范围0.2-50ng/mL。
- 提供匹配校准和质控物质，保证准确性。
- 不受样本中乳糜、胆红素等干扰物质影响，测定准确。


灵敏度




线性




试剂比对



开瓶稳定性



抗干扰检测



捷和泰 (北京) 生物科技有限公司

电话: 010-59528900 地址: 北京市昌平区科学园路31号




D-二聚体 (D-Dimer)

(胶乳增强免疫比浊法)

临床意义

- 检测血浆中的纤溶酶分解纤维蛋白的产物D-二聚体
- D-二聚体是一个特异性的纤溶过程标记物
- D-二聚体主要反映纤维蛋白溶解功能
- 增高或阳性鉴于继发性纤维蛋白溶解亢进


灵敏度




产品特点

- 可根据使用比例、测定波长、测定时长等条件，定制试剂
- 可用于生化仪、血凝仪、可针对不同仪器进行定制
- 提供匹配校准和质控物质，保证准确性
- 与品牌试剂具有高相关性


线性




前带




开瓶稳定性



试剂对比



试剂比对



捷和泰 (北京) 生物科技有限公司

电话: 010-59528900 地址: 北京市昌平区科学园路31号